

概览： HandyStep® S 的优势

HandyStep® S 手动连续分液器采用外置活塞原理，坚固耐用。结合PD吸头使用时，HandyStep® S 的移液范围可从2 µl至

5 ml，并且在许多不同的应用中都能使用，包括诊断，分子生物学和环境分析。

精确

大而清晰的档位指示窗-方便快速简单的检查档位。

完美

优化放置的移液杆，确保拇指的轻松操作。

安全

一按即可！人体工程学的吸头脱卸键，便于无需接触安全地褪出分液器吸头。

直接

背面有双向量程选择表用于快速检索量程

迅速

单手量程调节，左右手都可操作——即使带手套操作也无影响。

舒适

人体工程学设计指托，确保手部放松，在长时间连续操作时尤为重要！

简单

一个操作杆用于锁定PD-吸头II与补液。

灵活

除BRAND的PD-吸头之外，兼容其他厂商的连续分液器吸头。

